

Elettrodi monouso per Sistema a RF plasmacinetico

BONSS
MEDICAL



Elettrodi monouso con cavo di collegamento integrato

**Il sistema plasmacinetico BONSS si completa di una vasta gamma di elettrodi,
per rispondere efficacemente ad ogni necessità chirurgica:**

- * Il cavo di collegamento integrato elimina il rischio di malfunzionamento dovuto al processo di risterilizzazione che solitamente subisce il cavo di collegamento.
- * Il terminale a 8 pin identifica automaticamente:
 - * il tipo di resettore
 - * il tipo di tessuto target
 - * il tipo di elettrodo
 - *

*gestendo automaticamente la potenza necessaria al raggiungimento della
massima performance*